



KUPELLATIONSOFEN

CF

www.carbolite.com/de/produkte/kupellationsoefen-schmelzofen/cf/

CF

KUPELLATIONSOFFEN

Die CF-Kupellationsöfen sind speziell für die Kupellation entwickelt worden, ein Standardverfahren zur Prüfung der Reinheit von Edelmetallen.

Die Öfen erfüllen die Anforderungen gemäß der Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals, auch als „Hallmarking Convention“, „Precious Metals Convention“ oder „Vienna Convention“ bekannt.

Bei der Kupellation entstehen gefährliche Rauchgase, welche die Isolierung konventioneller Öfen angreifen. Wird der CF Kupellationsofen in einem entsprechenden Abzugssystem eingesetzt, werden die schädlichen Gase sowohl vom Anwender als auch vom Ofen ferngehalten.

Carbolite bietet neben Öfen zur Kupellation auch Schmelztiegelöfen an.



CF

STANDARD AUSSTATTUNG

- Maximaltemperaturen bis 1200°C
- Speziell entwickelt für Tests nach der Kupellationsmethode gemäß ISO 11426:1999 (Standard Testmethode nach dem UK Assay Office und quantitative Referenzprobenmethode der International Hallmark Convention)
- Der Luftwechsel durch einen vorgewärmten Luftstrom kann durch ein einstellbares Ventil variiert werden.
- Der Ofen wird durch SiC Heizelemente in Kammerboden und Kammerdecke beheizt, welche sich durch geringe Thermoschock-Risiken und eine lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen auszeichnen
- Auskleidung aus Siliziumkarbid schützt Heizelemente und Ofen vor aggressiven Gasen, die während der Kupellation entstehen
- Rauchgase werden durch einen isolierten Abluftkanal abgeleitet; ein abnehmbarer Auffangbehälter sammelt das abgeschiedene Blei
- Einfach über Gegengewicht zu öffnende, vertikal nach oben schwingende Ofentür mit Sichtfenster
- Digitaler Übertemperaturschutz mit separatem Regler und Thermoelement, frei einstellbar, zum Schutz des Geräts
- Ausgerüstet mit einer 7 Tage, 24 Stunden Zeitschaltuhr

CF

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	CF 15B	CF 24B	CF 60B
Maximaltemperatur (°C)	1200	1200	1200
Dauerbetriebstemperatur (°C)	1200	1200	1200
Abmessungen: Innen H x B x T (mm)	125 x 215 x 270	200 x 250 x 340	250 x 400 x 550
Außenabmessungen H x B x T (mm)	1055 x 930 x 965 (Separate Control Box) 230 x 600 x 380	2060 x 940 x 1050	2260 x 1200 x 1260
Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm)	790 x 930 x 1170	1885 x 940 x 1230	2000x 1200 x 1850
Fassungsvermögen an Kupellen 8	15	24	60
Fassungsvermögen an Kupellen 6	24	32	90
Max. Leistung (W)	9000	13000	31000
Thermoelement Typ	R	R	R

CF

DOWNLOADS

[PRODUKTDATENBLATT CF →](#)

Deutsch PDF

[PRODUCT OVERVIEW →](#)

Englisch PDF

[CF 24B WITH NO CONTROLS SECTIONS →](#)

Englisch PDF

[PRECIOUS METAL FURNACES CF24 / SCF4 →](#)

Englisch PDF

[CF 15B WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

Englisch PDF

[CF 60B WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

Englisch PDF

CF

KONTAKT

www.carbolite.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-F

ANGEBOTSANFRAGE

www.carbolite.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-F



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/de/produkte/kupellationsoefen-schmelzofen/cf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections