



FOURS POUR L'INDICE DE GONFLEMENT DU CHARBON

SNF

www.carbolite.com/fr/produits/fours-pour-essais-charbon-coke/snf-fours-pour-l-indice-de-gonflement-du-charbon/

SNF

FOURS POUR L'INDICE DE GONFLEMENT DU CHARBON

Le four SNF est conçu pour tester l'indice de gonflement du charbon conformément aux méthodes d'essai standard suivantes.

- | BS ISO 501:2012 Charbon. Détermination de l'indice de gonflement en creuset
- | ASTM D720 / D720M - 15 Méthode d'essai standard pour l'indice de gonflement libre du charbon

**SNF**

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- | Pour tester l'indice de gonflement du charbon
- | Aussi connu comme le nombre de gonflement au creuset
- | Pour les essais selon BS ISO 501:2012 et ASTM D720/D720M-15.
- | Disjoncteur à courant résiduel de 30mA (RCD), protège l'opérateur (parce que le test nécessite un fonctionnement avec la porte ouverte pendant le chauffage)
- | Contrôle précis de la température avec le régulateur 132 (PID)
- | Livré avec support de creuset métallique

SNF

OPTIONS

À préciser à la commande.

- | Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, de programmeurs multi-segments et des enregistreurs de données est disponible. Ceux-ci peuvent être munis de connexions RS232, RS485 ou Ethernet - plus d'informations
- | Accessoires de creusets et couvercles disponibles
- | Pièces de rechange disponibles séparément ou dans un kit comprenant; thermocouple, gaine de thermocouple, élément chauffant, relais d'état solide (SSR) et isolation de porte

SNF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temp max (°C)	900
Température maximale en service continu (°C)	850
Hauteur externe du creuset (mm)	26
Diamètre externe du creuset (mm)	41
Diamètre interne du creuset à la base (mm)	11
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	330 x 410 x 300
Type de thermocouple	K
Puissance max (W)	800
Alimentation électrique	220V - 240V, 50-60 Hz, monophasé et neutre, avec mise à la terre
Poids (kg)	26

SNF

TÉLÉCHARGEMENTS

[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)

[FICHE PRODUIT SNF →](#)

[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

NOUS CONTACTER

carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/ →

DEMANDE DE DEVIS

carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/fr/produits/fours-pour-essais-charbon-coke/snf-fours-pour-l-indice-de-gonflement-du-charbon/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections