



ÉTUVES HAUTE TEMPÉRATURE SALLE BLANCHE

HTCR

carbolite.com/fr/produits/etuves/etuves-salle-blanche/htcr/

HPCR

ÉTUVES HAUTE TEMPÉRATURE SALLE BLANCHE

La série d'étuves haute température salle blanche HPCR comprend seize modèles standard avec 5 tailles entre 28 et 1000 litres disponibles avec des températures maximales de 400°C, 500°C et 600°C.

Une fois traités par la norme du régime d'entrée de la matière d'un client, les étuves HPCR sont adaptées pour une utilisation selon la norme environnement **ISO 14644-1 Class 6***. En option, les étuves HPCR peuvent être fournies pour une utilisation selon la norme environnement **ISO 14644-1 Class 5**.

*Federal Standard 209E Class 1000 a été remplacée en 2001 par ISO 14644-1 Class 6

*Federal Standard 209E Class 100 a été remplacée en 2001 par ISO 14644-1 Class 5



HTCR**CARACTÉRISTIQUES STANDARD**

- | 400°C, 500°C or 600°C températures d'opération maximum
- | 28 à 1000 litre volumes chambre
- | Isolation faible densité thermique complètement étanche pour éviter les fibres
- | Moteur de ventilation sans balais entièrement clos
- | Régulateur carbolite PID 301, avec rampe unique à consigne et minuterie
- | Extérieur en époxy brillant facile à nettoyer
- | Intérieur étanche en acier inoxydable poli
- | Etagères perforées en acier inox
- | Joint de porte en caoutchouc sans particule silicone
- | Panneau de commande à membrane avec affichage lumineux à LED
- | Fabrication « double peau » pour un meilleur refroidissement du boîtier extérieur
- | Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger les contenus de valeur & un fonctionnement sans surveillance)
- | Interrupteur de porte

HTCR**OPTIONS**

À préciser à la commande.

- | Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, multisegments et d'enregistreurs de données avec des options de communication numérique est disponible - plus d'informations sur les régulateurs
- | ISO-146441 Class 5 ,modèles sont disponibles en option
- | Accès pour thermocouple indépendant
- | Passages de câble
- | Porte avec serrure à clé
- | Pieds montés fixes ou pivotants
- | Passages de paroi avec positionnement et dimensionnement sur mesure sont disponibles
- | Support en option

HTCR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HTCR4/95	HTCR4/220	HTCR5/95	HTCR5/220	HTCR6/95	HTCR6/220
Temp max (°C)	400	400	500	500	600	600
Temp min (°C)	Ambiante +60	Ambiante +60	Ambiante +60	Ambiante +60	Ambiante +60	Ambiante +60
Stabilité thermique	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
Uniformité thermique (°C)	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C
Temps de chauffe (min)	90	75	110	105	110	120
Temps de retour à la température (mins)	10	16	16	16	20	20
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1010 x 810 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1010 x 810 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1010 x 810 x 1120	1160 x 1030 x 1280
Étagères fournies / acceptées	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Poids maximum par étagère / total (kg)	15 / 30	10 / 50	15 / 30	10 / 50	10 / 20	15 / 30
Configuration	Paillasse	Paillasse	Paillasse	Paillasse	Paillasse	Paillasse
Volume (litres)	94	227	94	227	94	227
Puissance max (W)	3000	4000	4500	6000	4500	6000

HTCR

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT HTCR →

carbolite.com/files/450851/fiche-produit-hocr.pdf

CLEAN ROOM PRODUCT INFO →

carbolite.com/files/424859/clean-room-product-info.pdf

HTCR

NOUS CONTACTER →

carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-CRO-B

DEMANDE DE DEVIS →

carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-CRO-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/fr/produits/etuves/etuves-salle-blanche/htcr/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections