



FOURS À CHAMBRE POLYVALENT

GPC

www.carbolite.com/fr/produits/fours-a-chambre/fours-industriels/gpc/

GPC

FOURS À CHAMBRE POLYVALENT

Les fours à chambre polyvalents GPC incluent à la fois des fours de paillasse et de larges fours sur pieds.

Disponible à 1200 °C et 1300 °C, gamme de capacité de 131 à 400 litres selon la température.



GPC

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- | 1200°C ou 1300°C températures d'opération maximum
- | Régulateur programmable EPC3016P1
- | Éléments à fils enroulés sur les 2 cotés et le toit
- | Isolation faible densité thermique pour une grande efficacité énergétique
- | Sole réfractaire résistante à l'usure, résiste à des dommages & soutient des charges plus lourdes
- | Communications Ethernet
- | 131, 200, 225, 300, 350 ou 400 litre volumes de chambre
- | Protection de surchauffe
- | Tous les modèles ont un chauffage sous le foyer
- | La porte à action parallèle maintient la surface chauffée loin de l'utilisateur
- | Les éléments chauffants sont facilement accessibles

GPC

OPTIONS

À préciser à la commande

- Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, multisegments et d'enregistreurs de données avec des options de communication numérique est disponible – plus d'informations sur les régulateurs : www.carbolite.com/fr/produits/options-de-contrôle/
- Applications compatibles et spécifications sur mesure sont disponibles pour AMS2750F (Nadcap)
- Une gamme de moufles métalliques pour travailler avec des atmosphères modifiées jusqu'à 1100°C
- Diverses options de gestion de chargement et de déchargement peuvent être fournies

GPC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
Temp max (°C)	1200	1200	1300	1300
Température max pour utilisation en continue (°C)	1100	1100	1200	1200
Temps de chauffe (min)	150	150	--	150
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
Dimensions: Externe H x L x P (mm) H (porte ouverte)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
Volume (litres)	131	400	131	400
Puissance max (W)	24000	39000	24000	39000
Type de thermocouple	R	R	R	R
Poids (kg)	400	670	400	670

GPC

NOUS CONTACTER →

www.carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

DEMANDE DE DEVIS →

www.carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/fr/produits/fours-a-chambre/fours-industriels/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections