



FORNI A MINIMO INGOMBRO

MFS

www.carbolite.com/it/prodotti/coal-coke-test-equipment/mfs/

MFS

FORNI A MINIMO INGOMBRO

Determinazione dell'umidità nel carbone secondo BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 e BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) o ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM).

Temperatura massima di esercizio 210 °C. Disponibile con misuratore per azoto o aria.

**MFS**

CARATTERISTICHE STANDARD

- | Temperatura massima di esercizio 210 °C
- | Vassoio di caricamento
- | Lato porta a battente con guarnizione a tenuta di gas e facile operatività con una sola mano
- | Flussometri per monitorare il flusso di gas e l'integrità della tenuta della camera

MFS

OPTIONS (SPECIFY THESE AT TIME OF ORDER)

- | Essiccatore in acciaio saldato con predisposizione per il flusso di azoto che viene utilizzato come recipiente di raffreddamento. I crogioli possono essere trasferiti nell'essiccatore senza necessità di raffreddamento su una piastra metallica.
- | Modelli disponibili per la rete alternativi forniscono tensioni
- | Crogioli con coperture ben aderenti

MFS

DATI TECNICI

MFS/1 ISO

Tipo di misuratore	Azoto
Temperatura massima (°C)	210
Dimensioni camera	25* x 195 x 290
Dimensioni esterne H x L x P (mm)	185 x 490 x 450
Uniformità temperatura (°C)	±5.0 @ 210°C
Stabilità temperatura (°C)	±0.5
Volume (litri)	1.4
Massima potenza (W)	500

MFS/1 ASTM

Tipo di misuratore	Aria
Temperatura massima (°C)	210
Dimensioni camera	25* x 195 x 290
Dimensioni esterne H x L x P (mm)	185 x 490 x 450
Uniformità temperatura (°C)	±5.0 @ 210°C
Stabilità temperatura (°C)	±0.5
Volume (litri)	1.4
Massima potenza (W)	500

* Ridotto a 22 mm sotto la termocoppia.

MFS

SCARICA

[Scheda tecnica del prodotto MFS →](#) [Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#)

[MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

CONTATTACI

www.carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

RICHIEDI QUOTAZIONE

www.carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/it/prodotti/coal-coke-test-equipment/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections