



FORNACI PER DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI RIGONFIAMENTO

SNF

www.carbolite.com/it/prodotti/coal-coke-test-equipment/snf-fornaci-per-determinazione-dell-indice-di-rigonfiamento/

SNF

FORNACI PER DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI RIGONFIAMENTO

Il forno SNF è progettato per testare il numero di indice di rigonfiamento del carbone secondo i seguenti metodi di prova standard:

- | BS ISO 501:2012 Carbone duro. Determinazione del numero di rigonfiamento del crogiolo
- | ASTM D720 / D720M - 15 Metodo di prova standard per l'indice di rigonfiamento del carbone

**SNF**

CARATTERISTICHE STANDARD

- | Per testare l'indice di rigonfiamento libero del carbone
- | Conosciuto anche come numero di rigonfiamento del crogiolo
- | Per test secondo BS ISO 501:2012 e ASTM D720/D720M-15
- | Interruttore differenziale 30mA (RCD), protegge l'operatore (perché il test richiede il funzionamento con la porta aperta durante il riscaldamento)
- | Controllo di temperatura accurato con controller PID 132
- | Fornito con supporto per crogiolo

SNF**OPTIONS**

Specify these at time of order.

- | E' disponibile un ampio range di sofisticati controller digitali, programmatori multi-segmento e data loggers, che possono essere collegati tramite RS232, RS485 o Ethernet - più informazioni
- | Disponibili accessori crogioli e coperchi
- | Ricambi disponibili separatamente o in un kit composto da: termocoppia, guaina termocoppia, elemento riscaldante, relè a stato solido (SSR) e pezzo isolante della porta

SNF**DATI TECNICI**

Temperatura massima (°C)	900
Massima temperatura di esercizio in continuo	850
Altezza esterna crogiolo (mm)	26
Diametro esterno crogiolo (mm)	41
Diametro interno crogiolo alla base (mm)	11
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm)	330 x 410 x 300
Tipo termocoppia	K
Massima potenza (W)	800
Potenza fornita	220V - 240V, 50-60Hz, mono fase e neutrale, con terra protettiva (fondo) connessione
Peso (kg)	26

SNF**SCARICA**

[SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SNF →](#)

[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)

[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

CONTATTACI

carbolite.com/it/contact-services/contact-form/ →

RICHIEDI QUOTAZIONE

carbolite.com/it/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/it/prodotti/coal-coke-test-equipment/snf-fornaci-per-determinazione-dell-indice-di-rigonfiamento/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections