



FORNACI PER COPPELLAZIONE

CF

www.carbolite.com/it/prodotti/precious-metal-furnaces/cf/

CF

FORNACI PER COPPELLAZIONE

Le fornaci per coppellazione CF vengono progettate per eseguire test di coppellazione o perdita a fuoco per metalli preziosi, metodi di prova definiti come standard per definire la purezza.

Al fine di applicare un indice Hallmark come specificato dalla Convenzione sul controllo e la marcatura metalli preziosi (noto anche come “Convenzione dei metalli preziosi”, “Convenzione Hallmarking” o “Convenzione di Vienna”).

Il metodo di prova produce vapori pericolosi, corrosivi per qualsiasi forno ordinario. Le fornaci a coppellazione Carbolite CF sono omologate per evitare qualsiasi tipo di contatto tra l'operatore e questi vapori pericolosi senza danneggiare il forno.

Carbolite offre inoltre una gamma di forni fusori.



CF

CARATTERISTICHE STANDARD

- | Massima temperatura operativa 1200°C
- | Progettato per l'utilizzo nei test di coppellazione ISO11426:1999 il metodo standard utilizzato dall' UK Assay Office, facendo riferimento al metodo di dosaggio dalla Convenzione internazionale di Hallmark
- | Flusso d'aria controllato da una valvola regolabile, pre-riscaldato prima dell'ingresso nella camera
- | Gli elementi in carburo di silicio montati sopra e sotto la camera, forniscono il riscaldamento delle coppelle, grazie alla loro resistenza agli shock termici garantiscono una più lunga vita lavorativa dello strumento alle alte temperature.
- | Il tetto e il focolare rivestiti in carburo di silicio proteggono gli elementi riscaldanti e resistono ai fumi corrosivi emessi durante il processo di coppellazione
- | I fumi vengono estratti attraverso il condotto di scarico coibentato, con camera removibile sotto il camino in modo da raccogliere la condensa
- | Contro-bilanciamento verticale alla porta Up & Away completo con foro di osservazione
- | Controller di protezione da superamento di temperatura
- | Include interruttore a tempo 7 giorni, 24 ore

CF

DATI TECNICI

Specifiche	CF 15B	CF 24B	CF 60B
Temperatura massima (°C)	1200	1200	1200
Massima temperatura di esercizio in continuo	1200	1200	1200
Dimensioni: Interne H x W x D (mm)	125 x 215 x 270	200 x 250 x 340	250 x 400 x 550
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm)	1055 x 930 x 965 (Scatola di controllo separata) 230 x 600 x 380	2060 x 940 x 1050	2260 x 1200 x 1260
Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm)	790 x 930 x 1170	1885 x 940 x 1230	2000x 1200 x 1850
Capacità di carica di n. 8 cospelle:	15	24	60
Capacità di carica di n.6 cospelle:	24	32	90
Massima potenza (W)	9000	13000	31000
Tipo termocoppia	R	R	R

CF

SCARICA

[SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO CF →](#)

PDF italiano

[PRODUCT OVERVIEW →](#)

PDF inglese

[CF 15B WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

PDF inglese

[PRECIOUS METAL FURNACES CF24 / SCF4 →](#)

PDF inglese

[CF 24B WITH NO CONTROLS SECTIONS →](#)

PDF italiano

[CF 60B WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

PDF inglese

CF

CONTATTACI

www.carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-F

RICHIEDI QUOTAZIONE

www.carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-F



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/it/prodotti/precious-metal-furnaces/cf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Il contenuto può essere soggetto a modifiche o correzioni