



ESTUFA DE VOLUMEN MÍNIMO PARA CARBÓN/COQUE

MFS

www.carbolite.com/es/productos/hornos-para-carbon-y-coque/mfs/

MFS

ESTUFA DE VOLUMEN MÍNIMO PARA CARBÓN/COQUE

Determinación del contenido de humedad del carbón según BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 y BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) o ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM).

Temperatura máxima 210°C. Modelos disponibles para nitrógeno o aire.

**MFS**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- | Temperatura máxima 210°C
- | Bandeja de carga
- | Puerta de apertura lateral hermética al gas y fácil manejo con una sola mano
- | Caudalímetros para controlar el flujo de gas y la integridad del sellado de la cámara

MFS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- | Desecador de acero soldado dotado de un flujo de nitrógeno que se utiliza como recipiente de refrigeración. Los crisoles pueden transferirse al desecador sobre una placa metálica sin necesidad de enfriamiento.
- | Modelos disponibles para tensiones de red alternativas
- | Crisoles con tapas bien ajustadas

MFS

DATOS TÉCNICOS

MFS/1 ISO

Tipo de medidor	Nitrógeno
Temp. máx. (°C)	210
Dimensiones de la cámara	25* x 195 x 290
Dimensiones exteriores H x A x F (mm)	185 x 490 x 450
Uniformidad de temperatura (°C)	±5.0 @ 210°C
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.5
Volumen de cámara (litros)	1.4
Potencia máx. (W)	500

MFS/1 ASTM

Tipo de medidor	Aire
Temp. máx. (°C)	210
Dimensiones de la cámara	25* x 195 x 290
Dimensiones exteriores H x A x F (mm)	185 x 490 x 450
Uniformidad de temperatura (°C)	±5.0 @ 210°C
Estabilidad de temperatura (°C)	±0.5
Volumen de cámara (litros)	1.4
Potencia máx. (W)	500

* Reducido a 22 mm por debajo del termopar.

MFS

DESCARGAS

[Hoja de datos del producto MFS →](#) [Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#)

[MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

CONTACTO

www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

PEDIR UN PRESUPUESTO

www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/es/productos/hornos-para-carbon-y-coque/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / El contenido puede estar sujeto a modificaciones o correcciones