



HORNO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE HINCHAMIENTO

SNF

www.carbolite.com/es/productos/hornos-para-carbon-y-coque/snf/

SNF

HORNO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE HINCHAMIENTO

El horno SNF ha sido concebido para determinar el índice de hinchamiento del carbón de acuerdo con los siguientes métodos de ensayo normalizados

- | BS ISO 501:2012 Hulla. Determinación del índice de hinchamiento al crisol
- | ASTM D720 / D720M – 15 Método de ensayo estándar para el índice de hinchamiento libre del carbón

**SNF**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- | Para ensayar el índice de hinchamiento libre del carbón
- | También conocido como índice de hinchamiento al crisol
- | Para ensayos conforme a BS ISO 501:2012 y ASTM D720/D720M-15
- | El interruptor diferencial 30mA (RCD) protege al operador (porque el ensayo requiere el funcionamiento con la puerta abierta durante el calentamiento)
- | Control preciso de la temperatura mediante el controlador 132 (PID)
- | Se suministra con un portacrisol de alambre

SNF

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- I Amplia selección de controladores PID digitales, controladores/programadores y registradores con puerto RS232, RS485 o Ethernet - Más información
- I Crisoles y tapas disponibles como accesorio
- I Piezas de repuesto disponibles por separado o como un conjunto que incluye: termopar, vaina del termopar, elemento calefactor, relé de estado sólido (SSR) y pieza de aislamiento de la puerta.

SNF

DATOS TÉCNICOS

Temp. máx. (°C)	900
temperatura de operación continua (°C)	850
Altura exterior del crisol (mm)	26
diámetro exterior del crisol (mm)	41
Diámetro interior del crisol en la base (mm)	11
Medidas: exterior H x A x F (mm)	330 x 410 x 300
Termopar tipo	K
Potencia máx. (W)	800
Conexión eléctrica	220V - 240V, 50-60 Hz, monofásico y neutro, con conexión a tierra de protección
Peso (kg)	26

SNF

DESCARGAS

[HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO SNF →](#)

[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)

[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

CONTACTO

carbolite.com/es/contact-services/contact-form/ →

PEDIR UN PRESUPUESTO

carbolite.com/es/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/es/productos/hornos-para-carbon-y-coque/snf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / El contenido puede estar sujeto a modificaciones o correcciones