



汎用チャンバー炉

GPC

www.carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/industrial-furnaces/gpc/

GPC

汎用チャンバー炉

GPC汎用チャンバー炉は大型床置きタイプです。

最高温度は1200℃、1300℃で131Lから400Lまで選択できます。



GPC

標準仕様

- 常用温度1100℃（最高温度1200℃）、常用温度1200℃（最高温度1300℃）
- プログラム可能な8セグメント温調器 EPC3016P1
- 巻線タイプのラジエントヒータがサンプルを左右に加え上部から加熱します。
- 高いエネルギー効率を実現する低熱伝導断熱材
- 頑丈な耐火性の炉床、ダメージに強く負荷に強い設計
- イーサネット通信
- 131L、200L、225L、300L、350L、400L
- 過熱防止装置
- 全てのモデルで炉床ヒータを搭載
- パラレルアクションドアにより高温になったドアの内側がユーザーに向くことはありません
- ヒーター素子は、容易に交換可能です。

GPC

オプション

注文時に御指定ください

- 洗練されたデジタル・コントローラー、マルチセグメント・プログラマー、デジタル通信オプション付きデータ・ロガーなど、幅広いラインナップを取り揃えていますーコントローラーに関する詳細情報:
www.carbolite.com/jp/products/control-options/
- 耐熱合金性レトリートにより、最高温度1100℃までの雰囲気加熱を可能にします。
- CWF-BAL: 最大秤量8kg、分解能0.1g
- 各種試料投入・取出器具

GPC

製品仕様

仕様	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
最高温度 (℃)	1200	1200	1300	1300
常用使用最高温度	1100	1100	1200	1200
昇温時間 (分)	150	150	--	150
寸法: 炉内 H x W x D (mm)	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
寸法: 外側 H x W x D (mm) H (ドア開放時)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
炉内容積 (L)	131	400	131	400
最大電力 (W)	24000	39000	24000	39000
熱電対タイプ	R	R	R	R
重量 (kg)	400	670	400	670

GPC

お問い合わせ →

www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

見積依頼 →

www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/industrial-furnaces/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections