



最小自由空间干燥箱

MFS

www.carbolite.com/cn/products/coal-coke-test-equipment/mfs/

MFS

最小自由空间干燥箱

根据 BS 1016-104.2:1991、BS ISO 687:2010 和 BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) , 或 ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM) 测定煤中的水分。

MFS 的最高工作温度为 210°C。提供适用于氮气或空气的型号。



MFS

标准配置

- 最高工作温度 210°C
- 侧开式炉门，配有气密密封，可轻松单手操作
- 装载托盘
- 流量计，用于监测气体流量和炉腔密封完整性

MFS

选配件（请在订购时注明）

- 焊接钢制干燥器，可通入氮气用作冷却容器。坩埚可直接转移至干燥器，无需先在金属板上冷却。
- 带贴合盖子的坩埚
- 可提供适用于其他电源电压的型号

MFS

技术参数

MFS/1 ISO

气体类型	氮气
最高温度 (°C)	210
炉腔尺寸	25* x 195 x 290
外部尺寸 高 x 宽 x 深 (mm)	185 x 490 x 450
温度均匀性 (°C)	210°C 时 ±5.0
温度稳定性 (°C)	±0.5
容积 (L)	1.4
最大功率 (W)	500

MFS/1 ASTM

气体类型	空气
最高温度 (°C)	210
炉腔尺寸	25* x 195 x 290
外部尺寸 高 x 宽 x 深 (mm)	185 x 490 x 450
温度均匀性 (°C)	210°C 时 ±5.0
温度稳定性 (°C)	±0.5
容积 (L)	1.4
最大功率 (W)	500

* 热电偶下方缩小至 22 mm。

MFS

下载资料

[MFS 产品数据表 →](#) [煤炭、焦炭及铁矿石检测炉 →](#) [不带控制部分的 MFS 1 →](#)

MFS

联系我们

www.carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

索取报价

www.carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/cn/products/coal-coke-test-equipment/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / 内容可能会有所修改或更正