



膨胀序数测定炉

SNF

www.carbolite.com/cn/products/coal-coke-test-equipment/snf/

SNF

膨胀序数测定炉

SNF 炉专为依据以下标准试验方法测定煤的膨胀序数而设计：

- BS ISO 501:2012 《硬煤——坩埚膨胀序数的测定》
- ASTM D720 / D720M-15 《煤的自由膨胀序数标准试验方法》



SNF

标准配置

- 用于测定煤的自由膨胀序数
- 亦称坩埚膨胀序数
- 符合 BS ISO 501:2012 和 ASTM D720/D720M-15 试验标准
- 配备 30 mA 剩余电流断路器 (RCD)，保护操作人员 (因为试验要求加热期间炉门保持开启)
- 132 型 (PID) 控制器实现精确温度控制
- 随附丝制坩埚架

SNF

可选配置

请在订购时注明。

- 提供多种先进的数字控制器、多段程序控制器和数据记录仪，可配备 RS232、RS485 或以太网通信接口。更多信息请联系我们。
- 可选配坩埚和坩埚盖
- 备件可单独购买，或选购包含热电偶、热电偶护套、加热元件、固态继电器（SSR）及炉门隔热件的套件

SNF

技术参数

最高温度 (°C)	900
最高连续工作温度 (°C)	850
坩埚外部高度 (mm)	26
坩埚外径 (mm)	41
坩埚底部内径 (mm)	11
外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	330 × 410 × 300
热电偶类型	K
最大功率 (W)	800
电源	220 V–240 V，50–60 Hz，单相及中性线，带保护性接地连接
重量 (kg)	26

SNF

下载

[煤、焦炭及铁矿石检测炉 →](#)

[SNF 产品数据表 →](#)

[SNF 无控制器部分 →](#)

SNF

联系我们

carbolite.com/contact-services/contact-form/ →

获取报价

carbolite.com/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/cn/products/coal-coke-test-equipment/snf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / 内容可能随时修改或更正