



**ПЕЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СВОБОДНОГО ВСПУЧИВАНИЯ УГЛЯ
И КОКСА**

SNF

www.carbolite.com/ru/products/coal-coke-test-equipment/snf-swelling-number-index-furnaces/

SNF

ПЕЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СВОБОДНОГО ВСПУЧИВАНИЯ УГЛЯ И КОКСА

Печь SNF разработана для определения индекса вспучивания угля согласно требованиям следующих стандартов:

- | BS ISO 501:2012 – Уголь каменный. Определение индекса вспучивания в тигле.
- | ASTM D720 / D720M – Стандартный метод определения индекса вспучивания угля.



SNF

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- | Печь для определения индекса свободного вспучивания угля
- | Также известный как показатель вспучивания угля в тигле
- | Для испытаний по BS ISO 501:2012 и ASTM D720/D720M-15
- | 30 мА устройство защитного отключения (УЗО), защищает оператора (т.к. данное испытание проводится при нагревании с открытой дверцей)
- | Точное поддержание температуры при помощи контроллера 132
- | Поставляется с проволочным держателем для тигля

SNF

ОПЦИИ

Указывайте их при заказе.

- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи — больше информации
- Доступны для заказа тигли и крышки
- Запасные части могут поставляются как отдельными позициями, так и в наборе, состоящим из: термопары, чехла для термопары, нагревательных элементов, твердотельного реле и изоляции дверцы.

SNF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура (°C)	900
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C)	850
Внешняя высота тигля (мм)	26
Внешний диаметр тигля (мм)	41
Внутренний диаметр тигля у основания (мм)	11
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм)	330 x 410 x 300
Тип термопары	K
Максимальная мощность (Вт)	800
Электропитание	220-240 В, 50-60 Гц, однофазное + нейтраль с заземлением
Вес (кг)	26

SNF

СКАЧАТЬ

[ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ SNF \(РУССКИЙ\) →](#)[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES \(АНГЛИЙСКИЙ\) →](#)[SNF WITH NO CONTROLS SECTION \(АНГЛИЙСКИЙ\) →](#)

SNF

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/ →

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ru/products/coal-coke-test-equipment/snf-swelling-number-index-furnaces/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections