



PIECE DO WYTAPIANIA

SCF

carbolite.com/pl/produkty/precious-metal-furnaces/scf-piece-do-wytapiania/

SCF

PIECE DO WYTAPIANIA

Piece kupelacyjne CF są przeznaczone do kupelacji, czyli próby ogniowej, metali szlachetnych, która jest standardową metodą badawczą stosowaną do określania ich czystości.

Piece spełniają wymagania Hallmarking określone przez Konwencję o Kontroli i Znakowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych (znaną również jako Konwencja o Metalach Szlachetnych", "Konwencja Hallmarking" lub "Konwencja Wiedeńska").

Metoda badawcza powoduje powstawanie niebezpiecznych oparów. W przypadku zastosowania odpowiedniego systemu zarządzania oparami, piece kupelacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby radzić sobie z oparami bez narażania operatora na takie zagrożenia. Konstrukcja pieców kupelacyjnych zapewnia ochronę przed środowiskiem korozyjnym, które mogłoby uszkodzić konwencjonalny piec.

Carbolite oferuje również gamę pieców do topienia/roztapiania.



SCF

CECHY OGÓLNE

- | Specjalnie zaprojektowany do wytopu metali szlachetnych
- | każda pokrywa jest wentylowana kominem o średnicy 50 mm
- | w paleniskach modeli scf 4 i scf 8 znajdują się odlewane wsporniki z tlenku glinu, które bezpiecznie utrzymują odpowiednią liczbę tygli
- | zegar 24-godzinny, 7-dniowy
- | poziome, równoległe otwierane pokrywy otwierają się gorącą powierzchnią z dala od użytkownika
- | elementy grzewcze z węgla krzemu zabezpieczone płytkami z węgla krzemu
- | paleniska modeli scf 24 i scf 48 są tej samej wielkości, ale bez podpórek pod tygle

SCF

OPCJE (PROSZĘ PODAĆ PODCZAS ZAMAWIANIA)

- | Szeroki zakres zaawansowanych kontrolerów cyfrowych oraz programowalnych rejestratorów, które mogą one być wyposażone w port komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet - więcej informacji

SCF

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja	SCF 1	SCF 4	SCF 8	SCF 24	SCF 48
Maksymalna temperatura (°C)	1400	1400	1400	1400	1400
Maksymalna temperatura pracy	1350	1350	1350	1350	1350
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	850 x 905 x 905	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300
Number of chambers	1	2	2	2	2
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm)	440 x 285 x 285	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760
Wymiary: Jednostka sterująca Wys. x Szer. x Gł. (mm)	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490
Pojemność ładunku	--	4 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)	8 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)	24 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)	48 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)
Termopara typu:	R	R	R	R	R
Moc maksymalna (W)	15000	15000	24000	15000	24000

SCF

DO POBRANIA

Karta produktu SCF

PDF → carbolite.com/files/451351/karta-produktu-scf.pdf

Precious Metal Furnaces CF24 / SCF4

PDF → carbolite.com/files/14509/precious-metal-furnaces-cf24-scf4.pdf

Recycling and assessing precious metals

PDF → carbolite.com/files/13992/recycling-and-assessing-precious-metals.pdf

SCF

KONTAKT

carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-G

POPROŚ O OFERTĘ

carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-G



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/pl/produkty/precious-metal-furnaces/scf-piece-do-wytapiania/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Treść może podlegać zmianom lub korektom