



SUSZARKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GP

www.carbolite.com/pl/produkty/piece/piece-przemyslowe/gp-suszarki-ogolnego-zastosowania/

GP

SUSZARKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Suszarki ogólnego przeznaczenia GP ogólnego są to urządzenia o maksymalnej temp. 300 ° C. Są dostępne w trzech rozmiarach oraz dwóch konfiguracjach: pionowej (A) i poziome (B) przepływu powietrza.

Ponadto suszarka GP może być podstawą dla niestandardowych konstrukcji tj. urządzenia wyposażone w zaawansowane systemy rejestracji danych, urządzeń zgodnych z AMS 2750F.

**GP**

PRZYKŁADY



GP220A



Piec GP 330B, model 330
litrowy z kontrolerem 3508P1
oraz wentylatorem
wyciągowym



GP 450A with 3216P1
programmer option and
overtemperature protection,
plus AMS2750H thermocouple
connection loops

GP

CECHY OGÓLNE

- | Maksymalna temperatura pracy: 300 °C
- | Carbolite sterownik 301, z pojedynczą rampą do wartości zadanej & timer procesowy
- | Przepływ powietrza pionowy (A) oraz poziomy (B) dla optymalnego rozkładu temperatury.
- | Solidna konstrukcja
- | wytrzymałe, polerowane wewnątrz wykonane ze stali nierdzewnej
- | Solidna konstrukcja obudowy wykonana ze stali nierdzewnej
- | Elementy grzejne w metalowej osłonie
- | Izolacja wykonana z niskiej masy termicznej
- | W pełni dostosowywana wentylacja komory

GP

OPCJE (PROSZĘ PODAĆ PODCZAS ZAMAWIANIA)

- | Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej - więcej informacji o kontrolerach.
- | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- | Wziernik termopary
- | Wzierniki
- | CWF-BAL: waga 8 kg z rozdzielczością 0,1 g
- | Dodatkowe półki
- | Wzmocniona podstawa i półki o dużej wytrzymałości
- | Opcjonalnie stojak podłogowy
- | Opcja wypalania i utwardzania do ekstrakcji małych ilości lotnych rozpuszczalników

GP

DANE TECHNICZNE

Model	GP220A	GP450A	GP450B
Maksymalna temperatura (°C)	300	300	300
Pojemność (litry)	220	450	450
Drzwi	Drzwi pojedyncze	Drzwi pojedyncze	Podwójne drzwi
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej	75	75	75
Czas powrotu do temp. otoczenia	24	30	35
Stabilność temperatury (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Jednorodność temperatury	±5.0	±5.0	±5.0
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	610 x 610 x 610	1220 x 610 x 610	610 x 1220 x 610
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	1240 x 862 x 850	1850 x 862 x 850	910 x 1800 x 850
Ilość półek w standardzie/ maksymalna	3 / 5	5 / 11	3 / 5
Ładowność pojedynczej półki/ całkowita (kg)	15 / 45	15 / 75	20 / 60
Opcjonalnie wzmocniona podstawa do dużych obciążeń maks. ciężar (kg)	150	250	225
Opcjonalne półki do dużych obciążeń maks. ilość	3	5	3
Opcjonalne półki do dużych obciążeń maks. waga / półka (kg)	50	50	75
Konfiguracja	Do umieszczenia na stole	Do postawienia na podłodze	Do umieszczenia na stole
Wymiana powietrza / godz. (z opcjonalnym wentylatorem wyciągowym)	107	59	59
Moc maksymalna (W)	3000	6000	6000

GP

KONTAKT →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.request&product=C-1-IBO-B](http://www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-IBO-B)

POPROŚ O OFERTĘ →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-IBO-B](http://www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-IBO-B)



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece/piece-przemyslowe/gp-suszarki-ogolnego-zastosowania/