



ТЕРМОШКАФЫ С МИНИМАЛЬНЫМ СВОБОДНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

MFS

www.carbolite.com/ru/products/coal-coke-test-equipment/mfs/

MFS

ТЕРМОШКАФЫ С МИНИМАЛЬНЫМ СВОБОДНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Определение содержания влаги в угле согласно стандартам BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 и BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) или ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM).

Максимальная рабочая температура 210°C.

**MFS**

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Максимальная рабочая температура 210°C
- Загрузочный лоток
- Боковая навесная дверь с газонепроницаемым уплотнением, которая легко открывается/закрывается одной рукой
- Расходомеры для мониторинга расхода газа и целостности уплотнения камеры

MFS

ОПЦИИ (УКАЗЫВАЙТЕ ИХ ПРИ ЗАКАЗЕ)

- Стальной эксикатор с возможностью подачи азота для охлаждения образцов. Тигли можно загружать в эксикатор без необходимости предварительного охлаждения на металлической пластине.
- Доступны модели для подключения к электрическим сетям с альтернативными значениями напряжения
- Тигли с плотными крышками

MFS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MFS/1 ISO

Тип расходомера	Азот
Максимальная температура (°C)	210
Размеры камеры	25* x 195 x 290 (* 22 мм до уровня термопары)
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	185 x 490 x 450
Однородность температуры (°C)	±5.0 @ 210°C
Стабильность температуры (°C)	±0.5
Объем (литров)	1.4
Максимальная мощность (Вт)	500

MFS/1 ASTM

Тип расходомера	Воздух
Максимальная температура (°C)	210
Размеры камеры	25* x 195 x 290 (* 22 мм до уровня термопары)
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	185 x 490 x 450
Однородность температуры (°C)	±5.0 @ 210°C
Стабильность температуры (°C)	±0.5
Объем (литров)	1.4
Максимальная мощность (Вт)	500

MFS

СКАЧАТЬ

[Паспорт изделия MFS →](#)[Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#)[MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

www.carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

www.carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ru/products/coal-coke-test-equipment/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections