



ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

SCF

carbolite.com/ru/products/precious-metal-furnaces/scf-smelting-furnaces/

SCF

ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Купеляционные печи серии CF предназначены для купеляции, или пробирного анализа, драгоценных металлов, который является стандартным методом определения чистоты металлов.

Данные печи соответствуют требованиям по определению чистоты и нанесения пробы, обозначенным в «Конвенции о контроле и маркировке изделий из драгоценных металлов» (известной также под названиями «Конвенция драгоценных металлов», «Пробирная Конвенция» или «Венская конвенция»).

Этот метод тестирования приводит к образованию вредных паров. При использовании надлежащей системы контроля выделения газов конструкция купеляционных печей обеспечивает улавливание испарений, исключая риск отравления. Конструкция печей данной серии, в отличие от традиционных печей, предусматривает также защиту компонентов самой печи от агрессивной среды.

Компания Carbolite также предлагает ассортимент плавильных печей.



SCF

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Специально разработаны для плавления благородных металлов
- Каждая крышка вентилируется дымоходом диаметром 50 мм
- Под печей SCF 4 и SCF 8 оснащен литыми алюмооксидными держателями для надежной кстановки соответствующего количества тиглей
- Круглосуточный таймер
- Горизонтальные, сдвигающиеся в сторону крышки предотвращают контакт оператора с нагретой поверхностью
- Карбидо-кремниевые нагревательные элементы защищены плитами из карбида кремния
- Под печей SCF 24 и SCF 48 имеет тот же размер, но без держателей тиглей

SCF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи — **БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ → carbolite.com/ru/products/control-options/**

Укажите при заказе.

SCF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	SCF 1	SCF 4	SCF 8	SCF 24	SCF 48
Максимальная температура (°C)	1400	1400	1400	1400	1400
Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C)	1350	1350	1350	1350	1350
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм)	850 x 905 x 905	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300
Number of chambers	1	2	2	2	2
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm)	440 x 285 x 285	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760
Размеры модуля управления В x Ш x Г (мм)	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490
Загрузочная ёмкость	--	4 тигля 120 x 180 (ВД x В мм)	8 тиглей 120 x 180 (ВД x В мм)	24 тигля 79 x 97 (ВД x В мм)	48 тиглей 79 x 97 (ВД x В мм)
Тип термопары	R	R	R	R	R
Максимальная мощность (Вт)	15000	15000	24000	15000	24000

SCF

СКАЧАТЬ

Паспорт изделия SCF

[PDF → carbolite.com/files/451381/pasport-izdelia-scf.pdf](https://carbolite.com/files/451381/pasport-izdelia-scf.pdf)

Precious Metal Furnaces CF24 / SCF4

[PDF → carbolite.com/files/14509/precious-metal-furnaces-cf24-scf4.pdf](https://carbolite.com/files/14509/precious-metal-furnaces-cf24-scf4.pdf)

Печи для термообработки драгоценных металлов

[PDF → carbolite.com/files/58966/peci-dla-termoobrabotki-dragocennyh-metallov.pdf](https://carbolite.com/files/58966/peci-dla-termoobrabotki-dragocennyh-metallov.pdf)

SCF

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-G

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-G



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/ru/products/precious-metal-furnaces/scf-smelting-furnaces/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections