



PIEC DO ANALIZY WĘGLA POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI KOKSU

SNF

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-do-badan-wegla-i-koksu/snf-piec-do-analizy-wegla/

SNF

PIEC DO ANALIZY WĘGLA POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI KOKSU

Piec SNF jest przeznaczony do badania liczby wskaźnika pęcznienia węgla zgodnie z następującymi standardowymi metodami badawczymi.

- | BS ISO 501:2012 Węgiel kamienny. Determination of the crucible swelling number
- | ASTM D720 / D720M - 15 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal



SNF

CECHY OGÓLNE

- | W celu analizy węgla
- | Znana również jako liczba pęcznienia tygla
- | Do badań zgodnie z BS ISO 501:2012 i ASTM D720/D720M-15
- | Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA (RCD), chroni operatora (ponieważ badanie wymaga pracy z otwartymi drzwiami podczas nagrzewania)
- | Dokładna kontrola temperatury zapewniona przez sterownik 132
- | Wyposażony w uchwyt do tygli

SNF

OPCJE

Proszę określić w momencie składania zamówienia.

- | Szeroki zakres zaawansowanych kontrolerów cyfrowych oraz programowalnych rejestratorów, które mogą one być wyposażone w port komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet - więcej informacji
- | Dostępne akcesoria tj. pokrywy oraz tygle
- | Części zamienne dostępne oddzielnie lub w zestawie zawierającym: termoparę, osłonę termopary, element grzejny, przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) i element izolacyjny drzwi

SNF

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura (°C)	900
Maksymalna temperatura pracy ciągłej (°C)	850
Zewnętrzna wysokość tygla (mm)	26
Zewnętrzna średnica tygla (mm)	41
Wewnętrzna średnica tygla u podstawy (mm)	11
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	330 x 410 x 300
Termopara typu:	K
Moc maksymalna (W)	800
Zasilanie	220V - 240V, 50-60Hz, zasilanie jednofazowe Z N wraz z uziemieniem
Waga (kg)	26

SNF

DO POBRANIA

[KARTA PRODUKTU SNF →](#)
[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)
[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

KONTAKT

carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/ →

POPROŚ O OFERTĘ

carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-do-badan-wegla-i-koksu/snf-piec-do-analizy-wegla/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections