



SUSZARKA DO OZNACZANIA WILGOCI

MFS

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-do-badan-wegla-i-koksu/mfs/

MFS

SUSZARKA DO OZNACZANIA WILGOCI

CAF G5 jest piecem przeznaczonym do testowania topliwości popiołu i, opcjonalnie, coraz popularniejszym testowaniem biomasy lub stałych paliw odzyskanych.

Piec do badania topliwości popiołu węglowego jest zgodny z normami ISO 540: 2008; ASTM D 1857 / D1857M – 18; DIN 51730: 2007-09; DD CEN/TS 15370-1:2006 i PD CEN / TR 15404: 2010 (stałe paliwa odzyskane (SRF)). Automatyczne i ciągłe rejestrowanie obrazów cyfrowych przez CAF G5 umożliwia technikom laboratoryjnym wykonywanie innych zadań w trakcie trwania testu, a następnie przeglądanie wyników.

Nowy CAF G5 znacznie poprawia jakość zarejestrowanych obrazów i wyników badań, zwiększając wydajność w laboratoriach. Maksymalna temperatura 1600 ° C umożliwia badanie biomasy i węgla. Opcjonalny zintegrowany system oświetlenia roboczego jest również dostępny podczas testowania niskiej temperatury „początkowego odkształcenia” próbek SRF lub biomasy.

**MFS**

CECHY OGÓLNE

- Określanie wilgotności węgla zgodnie z BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 & BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) lub ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM)
- 210°C maksymalna temperatura pracy
- Taca załadownicza
- Drzwi otwierane z boku
- Przepływomierze do monitorowania przepływu gazu oraz szczelności komory

MFS

OPCJE (PROSZĘ OKREŚLIĆ W MOMENCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA)

- | Spawany stalowy eksykator z możliwością przepływu azotu, który służy jako naczynie chłodzące. Tygle mogą być przenoszone do eksykatora bez konieczności chłodzenia na metalowej płycie.
- | Modele dostępne z różnym typem zasilania.
- | Tygle z dobrze dopasowanymi pokrywami

MFS

DANE TECHNICZNE

MFS/1 ISO

Typ miernika	Azot
Maksymalna temperatura (°C)	210
Wymiary komory	25* x 195 x 290
Wymiary zewnętrzne W x S x G (mm)	185 x 490 x 450
Jednorodność temperatury	±5.0 @ 210°C
Stabilność temperatury (°C)	±0.5
Pojemność (litry)	1.4
Moc maksymalna (W)	500

MFS/1 ASTM

Typ miernika	Powietrze
Maksymalna temperatura (°C)	210
Wymiary komory	25* x 195 x 290
Wymiary zewnętrzne W x S x G (mm)	185 x 490 x 450
Jednorodność temperatury	±5.0 @ 210°C
Stabilność temperatury (°C)	±0.5
Pojemność (litry)	1.4
Moc maksymalna (W)	500

* Zmniejszona do 22 mm poniżej termopary.

MFS

DO POBRANIA

[Karta produktu MFS →](#) [Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#) [MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

KONTAKT

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

POPROŚ O OFERTĘ

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-do-badan-wegla-i-koksu/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Treść może podlegać zmianom lub korektom