



**ПЕЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЯ И
КОКСА**

VMF

carbolite.com/ru/products/coal-coke-test-equipment/vmf-volatile-matter-furnaces/

VMF

ПЕЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЯ И КОКСА

Печь VMF специально разработана для определения выхода летучих соединений угля и кокса.

ДВЕ КОНФИГУРАЦИИ ПЕЧИ

VMF / ASTM: для испытаний в соответствии с ASTM D3175-11; комплектуется тиглем с крышкой и держателем.

VMF 10/6: мягко закрываемая вертикальная дверца; калибровочные порты позволяют вставлять термопару без оболочки для расположения под каждым тиглем.

**VMF**

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- VMF / ASTM для испытаний в соответствии с ASTM D3175-11
- VMF / ASTM комплектуется тиглем с крышкой и держателем
- VMF 10/6 мягко закрываемая вертикальная дверца
- VMF 10/6 калибровочные порты позволяют вставлять термопару без оболочки для расположения под каждым тиглем



VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

ОПЦИИ

Указывайте их при заказе.

- | Доступны для заказа тигли и крышки
- | Подставка на 4 тигля с рукояткой для загрузки (для VMF 10/6)
- | Защита от превышения температуры
- | Цифровые порты или безбумажный самописец napodac для обеспечения документального подтверждения процедуры испытания (для VMF 10/6)
- | Дополнительно можно заказать откалиброванную термопару с цифровым индикатором (для VMF 10/6)

VMF

ТИГЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ



Стойка на 4 тигля + 4 тигля с крышками (опции)



Тигель с крышкой для VMF 10/6 (опция)



Тигель и крышка из сплава инконель, стойкого к коррозии. Поставляется с печью VMF/ASTM



ПРОВОЛОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТИГЛЯ

Стандартный проволочный держатель с тиглем и крышкой. Поставляется с печью VFM/ASTM.

VMF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

VMF 10/6

Максимальная температура (°C)	1000
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C)	950
Тип	Фронтальная загрузка
Время нагрева (мин)	20 до 900°C
Размеры: внутренние В × Ш × Г (мм)	100 × 210 × 260
Габаритные размеры печи В × Ш × Г (мм)	670 × 435 × 608
Максимальная мощность (Вт)	3000
Тип термопары	K
Вес (кг)	47
Электропитание	220–240 В, 50–60 Гц, однофазное, 13 А

VMF/ASTM

Максимальная температура (°C)	1000
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C)	1000
Тип	Загрузка сверху
Время нагрева (мин)	Не указано
Размеры: внутренние (мм)	50 × 100
Габаритные размеры печи В × Ш × Г (мм)	330 × 410 × 300
Максимальная мощность (Вт)	950
Тип термопары	N
Вес (кг)	9
Электропитание	220–240 В, 50–60 Гц, однофазное + нейтраль с заземлением, 4 А

VMF

СКАЧАТЬ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ VMF → carbolite.com/files/451414/pasport-izdelia-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ →

carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B](http://carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B)

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ →

carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B](http://carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B)



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/ru/products/coal-coke-test-equipment/vmf-volatile-matter-furnaces/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections