



LABORATORYJNE PIECE KOMOROWE O DUŻEJ POJEMNOŚCI

GPC

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-przemyslowe/gpc/

GPC

LABORATORYJNE PIECE KOMOROWE O DUŻEJ POJEMNOŚCI

Piece komorowe ogólnego przeznaczenia GPC to duże modele wolnostojące.

Dostępne w temperaturach 1200 °C i 1300 °C o pojemnościach od 131 do 400 litrów.



GPC

CECHY OGÓLNE

- | 1200°C lub 1300°C maksymalna temperatura robocza
- | Programowalny sterownik EPC3016P1
- | Swobodnie promieniujące elementy z drutu na dwóch bokach i dachu
- | Izolacja wykonana z niskiej masy termicznej
- | Wytrzymałe płyty paleniska, odporne na uszkodzenia mechaniczne
- | Komunikacja Ethernet
- | Pojemność komory 131, 200, 225, 300, 350 lub 400 litrów
- | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- | Wszystkie modele posiadają ogrzewanie pod paleniskiem
- | Pionowe drzwi podnoszone utrzymują nagrzaną powierzchnię z dala od użytkownika
- | elementy grzewcze są łatwe w serwisowaniu

GPC

OPCJE

Proszę podać podczas zamawiania

- Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej – więcej informacji o kontrolerach: www.carbolite.com/pl/produkty/sterowanie/
- CWF-BAL: waga 8 kg z rozdzielczością 0,1 g
- Gama retort metalowych do pracy w atmosferze modyfikowanej do 1100°C
- Możliwość wyposażenia w różne opcje załadunku

GPC

DANE TECHNICZNE

Parametr	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
Maksymalna temperatura (°C)	1200	1200	1300	1300
Maksymalna temperatura pracy	1100	1100	1200	1200
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej	150	150	--	150
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. (z otwartymi drzwiami)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
Pojemność (litry)	131	400	131	400
Moc maksymalna (W)	24000	39000	24000	39000
Termopara typu:	R	R	R	R
Waga (kg)	400	670	400	670

GPC

KONTAKT →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

POPROŚ O OFERTĘ →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-przemyslowe/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Treść może podlegać modyfikacjom lub korektom