



ETUVE CU SPAȚIU LIBER MINIM

MFS

www.carbolite.com/ro/produse/echipamente-de-testare-a-carbunelui-si-calaminei/mfs/

MFS

ETUVE CU SPAȚIU LIBER MINIM

Determinarea umidității cărbunelui conform BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 și BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) sau ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM).

Temperatura maximă de funcționare este de 210°C. Sunt disponibile variante pentru azot și aer.

**MFS**

CARACTERISTICI STANDARD

- | Temperatură maximă de funcționare de 210°C
- | Tavă de încărcare
- | ușa cu balamale laterale cu garnitură etanșă la gaz și acționare ușoară cu o mână
- | debitmetre pentru monitorizarea fluxului de gaz și integrității etanșării camerei

MFS

OPȚIUNI (MENȚIONAȚI LA MOMENTUL COMENZII)

- | Desicator din oțel sudat, cu alimentare cu azot, folosit ca vas de răcire. Creuzetele pot fi transferate în desicator fără a fi necesară răcirea pe o placă metalică.
- | modele disponibile pentru tensiuni de alimentare de rețea alternative
- | Creuzete cu capace bine ajustate

MFS

DATE TEHNICE

MFS/1 ISO

Tipul debitmetrului	Azot
Temp. max. (°C)	210
Dimensiunile camerei	25* x 195 x 290
Dimensiuni exterioare Î x L x A (mm)	185 x 490 x 450
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0 @ 210°C
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5
Volum (litri)	1.4
Putere max. (W)	500

MFS/1 ASTM

Tipul debitmetrului	Aer
Temp. max. (°C)	210
Dimensiunile camerei	25* x 195 x 290
Dimensiuni exterioare Î x L x A (mm)	185 x 490 x 450
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0 @ 210°C
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5
Volum (litri)	1.4
Putere max. (W)	500

* Redus la 22 mm sub termocuplu.

MFS

DESCĂRCĂRI

[Fișă de produs MFS →](#) [Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#) [MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

CONTACTAȚI-NE

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

SOLICITAȚI O COTAȚIE

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ro/produse/echipamente-de-testare-a-carbunelui-si-calaminei/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections