



ETUVE PENTRU CAMERA CURATĂ

HTCR

carbolite.com/ro/produse/etuve/etuve-cu-camera-de-purificare/htcr-cuptoare-de-inalta-temperatura-cu-camere-izolate/

HTCR**ETUVE PENTRU CAMERA CURATĂ**

Seria HTCR de cuptoare cu cameră curată constă din șaisprezece modele standard cu patru dimensiuni între 28 și 1000 litri disponibile cu temperaturi maxime de 400°C, 500°C și 600°C.

Odată procesate prin regimul de intrare material standard al clientului HTCR Cuptoarele sunt adecvate pentru funcționare cu un mediu **ISO 14644-1 Clasa 6***. Opțional cuptoarele HTCR pot fi livrate pentru operator în cadrul unui mediu **ISO 14644-1 Clasa 5**

*

*Standardul Federal 209E Clasa 1000 a fost depășit în 2001 de ISO 14644-1 Clasa 6

*Standardul Federal 209E Clasa 1000 a fost depășit în 2001 de ISO 14644-1 Clasa 5



HTCR**CARACTERISTICI STANDARD**

- | 400°C, 500°C sau 600°C temperaturi maxime de operare
- | volume de cameră de la 28 până la 1000 litri
- | Full sealed low thermal mass insulation to avoid shedding fibres
- | motor cu ventilator fără perii complet încadrat
- | Sistemul de control Carbolite 301, cu o singură rampă de temperatura și temporizator de proces
- | exterior epoxidic lucios ușor de curățat neted
- | interior etanșat din inox lustruit
- | rafturi din inox perforate
- | garnitură ușă din cauciuc siliconic fără particule
- | panou de control al membranei cu afișaj cu led luminos transparent
- | Carcasă cu pereți dubli pentru o mai mare siguranță și pentru a evita pierderile de căldură
- | Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)
- | Întrerupător ușă

HTCR**OPȚIUNI**

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii.

- | Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală - mai multe informații despre sistemele de control disponibile
- | model clasa 5 iso-146441 sunt disponibile opțional
- | Port de acces pentru termocuplu independent
- | Porturi de intrare cablu
- | Ușă blocabilă
- | Standuri de pardoseală fixe sau montate pe roți
- | design prin perete (prevăzut cu flanșă) precum și design personalizat complet sunt disponibile
- | stand pardoseală opțional

HTCR

DATE TEHNICE

	HTCR4/95	HTCR4/220	HTCR5/95	HTCR5/220	HTCR6/95	HTCR6/220
Temp. max. (°C)	400	400	500	500	600	600
Temp. min. (°C)	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C	±5.0 @ 250°C
Timp de încălzire (min.)	90	75	110	105	110	120
Timp de revenire (min.)	10	16	16	16	20	20
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1010 x 810 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1010 x 810 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1010 x 810 x 1120	1160 x 1030 x 1280
Rafturi montate / acceptate	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Încărcare rafturi fiecare / total (kg)	15 / 30	10 / 50	15 / 30	10 / 50	10 / 20	15 / 30
Configurație	Bancă superioară	Bancă superioară	Bancă superioară	Bancă superioară	Bancă superioară	Bancă superioară
Volum (litri)	94	227	94	227	94	227
Putere max. (W)	3000	4000	4500	6000	4500	6000

HTCR

DESCĂRCĂRI

FIȘĂ DE PRODUS HTCR →

carbolite.com/files/451487/fisa-de-produs-htcr.pdf

CLEAN ROOM PRODUCT INFO →

carbolite.com/files/424859/clean-room-product-info.pdf

HTCR

CONTACTAȚI-NE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-CRO-B

SOLICITAȚI O COTAȚIE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-CRO-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/ro/produse/etuve/etuve-cu-camera-de-purificare/htcr-cuptoare-de-inalta-temperatura-cu-camere-izolate/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections