



CUPTOARE PENTRU MATERIE VOLATILĂ

VMF

carbolite.com/ro/produse/echipamente-de-testare-a-carbunelui-si-calaminei/vmf-furnale-de-testare-a-materiei-volatile/

VMF

CUPTOARE PENTRU MATERIE VOLATILĂ

VMF este special conceput pentru **testarea materiei volatile a cărbunelui**.

VMF 10/6


Cuptor pentru testarea materiei volatile a cărbunelui.




VMF

CARACTERISTICI STANDARD

- vmf / astm pentru testarea la astm d3175-11
- VMF / ASTM complete with crucible, lid and holder
- VMF 10/6 soft closing, vertical lift door
- VMF 10/6 calibration ports to enable unsheathed thermocouple to be positioned below each crucible



VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

OPȚIUNI

Menționați la momentul comenzii.

- | creuzete și capace accesorii disponibile
- | 4 rack-uri de creuzet cu mâner de încărcare (pentru vmf 10/6)
- | protecție la supra-temperatură
- | comunicații digitale sau înregistrator grafic fără hârtie nanodac pentru asigurarea dovezilor procedurii de testare (pentru vmf 10/6)
- | Optional calibrated thermocouple probe with digital indicator (for VMF 10/6)

VMF

CREUZETE ȘI SUPORTURI



Suport 4 creuzete opțional + 4 creuzete cu capac (VMF 10/6)



Creuzet cu capac opțional (VMF 10/6)



Creuzet și capac inconel rezistent la coroziune și oxidare (VMF/ASTM) - livrat împreună cu cuptor



SUPPORT PENTRU CREUZET

Suport standard pentru creuzet cu fir standard prezentat cu creuzet și capac (VFM/ASTM) - livrat împreună cu cuptor

VMF

DATE TEHNICE

VMF 10/6

Temp. max. (°C)	1000
Temperatura max. 950 de operare continuă (°C)	
Tip	Încărcare frontală
Timp de încălzire (min.)	20 la 900°C
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	100 x 210 x 260
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	670 x 435 x 608
Putere max. (W)	3000
Tip termocuplu	K
Greutate (kg)	47
Sursă de alimentare	monofazic 220 - 240V, 50-60Hz, 13A

VMF/ASTM

Temp. max. (°C)	1000
Temperatura max. 1000 de operare continuă (°C)	
Tip	Încărcare superioară
Timp de încălzire (min.)	—
Dimensiuni: Interne (mm)	50 x 100
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	330 x 410 x 300
Putere max. (W)	950
Tip termocuplu	N
Greutate (kg)	9
Sursă de alimentare	monofazic 220 - 240V, 50 - 60Hz și alimentare neutră cu legare la pământ (împământare) de protecție, 4A

VMF

DESCĂRCĂRI

FIȘĂ DE PRODUS VMF → carbolite.com/files/451522/fisa-de-produs-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

CONTACTAȚI-NE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

SOLICITAȚI O COTAȚIE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/ro/produse/echipamente-de-testare-a-carbunelui-si-calaminei/vmf-furnale-de-testare-a-materiei-volatile/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections