




**CUPTOR DE CALCINARE**

**AAF 11/18 ȘI AAF 12/18**

[www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/aaf-18-32-litres/](http://www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/aaf-18-32-litres/)

## AAF 11/18 ȘI AAF 12/18

## CUPTOR DE CALCINARE

Gama de cuptoare AAF este proiectată special pentru a oferi condiții optime de calcinare pentru a asigura arderea completă a probei.

Pentru acele laboratoare în care procesul de calcinare este intercalat cu un alt tratament termic, cuptorul de calcinare AAF 12/18 & AAF 12/32 furnizează toate avantajele designului AAF, dar cu o temperatură mai mare de funcționare, de până la 1200 °C.



## AAF 11/18 ȘI AAF 12/18

## CARACTERISTICI STANDARD

- | Sistem cu două rafturi dublând cantitatea de probă
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Tăvile pentru probe și mânerul de încărcare permite introducerea în cuptor a unui număr mare de probe
- | Încălzirea aerului înainte de a intra în camera cuptorului
- | Ideal pentru obținerea zgurii din alimente, plastic, cărbune și alte materiale cu hidrocarburi
- | Elementele de încălzire sunt acoperite și protejate de plăci robuste de carbură de siliciu
- | Încălzire pe două fețe
- | Încălzire pe două fețe
- | Soft closing door protects the thermal insulation

## AAF 11/18 ȘI AAF 12/18

## OPȚIUNI

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii.

- I Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală – mai multe informații despre sistemele de control disponibile: [www.carbolite.com/ro/produse/optiuni-de-control/](http://www.carbolite.com/ro/produse/optiuni-de-control/)
- I Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)

## AAF 11/18 ȘI AAF 12/18

## EXAMPLE



## AAF 11/18 ȘI AAF 12/18

## DATE TEHNICE

| Specificație                                       | AAF 11/18        | AAF 11/32        | AAF 12/18        | AAF 12/32        |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Temp. max. (°C)                                    | 1100             | 1100             | 1200             | 1200             |
| Timp de încălzire (min.)                           | 70               | --               | 70               | --               |
| Temperatura max. de operare continuă (°C)          | 1000             | 1000             | 1100             | 1100             |
| Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)                 | 235 x 196 x 400  | 250 x 280 x 450  | 235 x 196 x 400  | 250 x 280 x 450  |
| Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)                 | 715 x 505 x 680  | 820 x 690 x 775  | 715 x 505 x 680  | 820 x 690 x 775  |
| Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm) | 1000 x 505 x 765 | 1115 x 690 x 910 | 1000 x 505 x 765 | 1115 x 690 x 910 |
| Dimensiuni: Înălțimea coșului superior (mm)        | 1000             | 1510             | 1000             | 1510             |
| Volum (litri)                                      | 18               | 32               | 18               | 32               |
| Putere max. (W)                                    | 7080             | 9000             | 7080             | 9000             |
| Putere de lipire (W)                               | 3500             | ----             | 3500             | ----             |
| Tip termocuplu                                     | K                | R                | R                | R                |
| Greutate (kg)                                      | 70               | 100              | 70               | 100              |


# AAF 11/18 ȘI AAF 12/18

## CONTACTAȚI-NE →

[www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact\\_form.request&product=C-2-ACF-E](http://www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-E)

## SOLICITAȚI O COTAȚIE →

[www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact\\_form.quote\\_request&product=C-2-ACF-E](http://www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-E)



**CARBOLITE**<sup>®</sup>  
a **VERDER** company

[www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/aaf-18-32-litres/](http://www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/aaf-18-32-litres/)

© Carbolite Gero – [www.carbolite.com](http://www.carbolite.com) / Content may be subject to modifications or corrections