



CUPTOARE CU INDICE DE UMFLARE

SNF

www.carbolite.com/ro/produse/echipamente-de-testare-a-carbunelui-si-calaminei/snf-furnale-de-testare-a-indicelui-de-umflare/

SNF

CUPTOARE CU INDICE DE UMFLARE

Cuptorul SNF este proiectat **pentru a testa indicele de umflare al cărbunelui** în conformitate cu următoarele metode de testare standard

- | BS ISO 501:2012 Hard coal. Determination of the crucible swelling number
- | ASTM D720 / D720M – 15 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal



SNF

CARACTERISTICI STANDARD

- | pentru testarea indicelui de dilatare liberă al cărbunelui
- | Also known as the crucible swelling number
- | For testing to BS ISO 501:2012 and ASTM D720/D720M-15
- | 30mA (RCD) residual current circuit breaker, protects the operator (because the test requires operation with the door open during heating)
- | controlul precis al temperaturii de la sistemul de control 132 (pid)
- | livrată cu suport creuzet cu fir

SNF

OPȚIUNI (MENȚIONAȚI LA MOMENTUL COMENZII)

- | Sisteme de control variate cu programare multi-segment și achiziție de date. Acestea pot fi echipate cu protocoale de comunicație RS232, RS485 sau Ethernet - mai multe informații
- | creuzete și capace accesorii disponibile
- | Spare parts available separately or in a kit comprising; thermocouple, thermocouple sheath, heating element, solid state relay (SSR) and door insulation piece

SNF

DATE TEHNICE

Temp. max. (°C)	900
Temperatura max. de operare continuă (°C)	850
Înălțime externă creuzet (mm)	26
Diametru extern creuzet (mm)	41
Diametru interior creuzet la bază (mm)	11
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	330 x 410 x 300
Tip termocuplu	K
Putere max. (W)	800
Sursă de alimentare	220 V - 240 V, 50-60 Hz, monofazic și alimentare neutră cu legare la pământ (împământare) de protecție
Greutate (kg)	26

SNF

DESCĂRCĂRI

[FIȘĂ DE PRODUS SNF →](#)

[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)

[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

CONTACTAȚI-NE

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/ →

SOLICITAȚI O COTAȚIE

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ro/produse/echipamente-de-testare-a-carbunelui-si-calaminei/snf-furnale-de-testare-a-indicelui-de-umflare/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections