



CUPTOARE DE UZ GENERAL CU CAMERĂ

GPC

www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-industriale/gpc/

GPC

CUPTOARE DE UZ GENERAL CU CAMERĂ

Cuptoarele cu cameră în scop universal GPC includ atât bancurile montate, cât și modele localizate pe podea.

Sunt concepute să facă legătura între cuptoarele de laborator și cuptoarele industriale de mici dimensiuni. Disponibile la 1200 °C și 1300 °C, capacitățile variază de la 131 la 400 de litri, în funcție de temperatură.



GPC

CARACTERISTICI STANDARD

- | 1200°C or 1300°C maximum operating temperature
- | Sistem de control programabil, model EPC3016P1
- | Free radiating coiled wire elements on two sides and roof
- | Izolație cu transfer termic redus pentru eficiență energetică ridicată
- | placă creuzet refractară rezistentă la uzură, rezistă la daune și suportă sarcini mai grele
- | Conexiune Ethernet
- | 131, 200, 225, 300, 350 or 400 litre chamber volumes
- | Protecție la supra-încălzire
- | All models have under hearth heating
- | Usa verticala mentine suprafata incalzita departe de utilizator
- | elementele de încălzire sunt supuse operațiilor de service cu ușurință

GPC

OPȚIUNI

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii

- Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală – mai multe informații despre sistemele de control disponibile: www.carbolite.com/ro/produse/optiuni-de-control/
- CWF-BAL: balanta de 8 kg cu precizie de cantarire de 0.1 g
- Posibilitatea atasarii unei retorte metalice pentru lucru in atmosfera controlata pana la 1100°C
- opțiuni de management de încărcare și descărcare diferite pot fi furnizate

GPC

DATE TEHNICE

Specificație	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
Temp. max. (°C)	1200	1200	1300	1300
Temperatura max. de operare continuă (°C)	1100	1100	1200	1200
Timp de încălzire (min.)	150	150	--	150
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) (ușă deschisă)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
Volum (litri)	131	400	131	400
Putere max. (W)	24000	39000	24000	39000
Tip termocuplu	R	R	R	R
Greutate (kg)	400	670	400	670

GPC

CONTACTAȚI-NE →

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

SOLICITAȚI O COTAȚIE →

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-industriale/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections