



CUPTOARE DE TOPIRE

SCF

carbolite.com/ro/produse/cuptoare-pentru-metale-pretioase/scf/

SCF

CUPTOARE DE TOPIRE

Cuptoarele de cupelație CF sunt proiectate pentru realizarea cupelației sau, a testului la foc, care este o metodă standard pentru pentru determinarea purității.

Cuptoarele respectă cerințele de ștanțare specificate de Convenția privind Controlul și Realizarea Articolelor din Metale Prețioase (cunoscută de asemenea drept "Convenția pentru Metale Prețioase", "Convenția pentru Standardul de Puritate" sau "Convenția de la Veneția").

Metoda de testare produce vapori periculoși care sunt corozivi pentru izolația cuptoarelor obișnuite. Dacă se folosesc cu un sistem adecvat de evacuare al fumului, cuptoarele de cupelație carbolite sunt proiectate pentru gestionarea acestora fără a expune operatorul la vaporii periculoși. Designul acestui cuptor asigură protecția împotriva mediului coroziv care ar putea afecta un cuptor convențional.

Carbolite oferă de asemenea o gamă de cuptoare de topire.



SCF

CARACTERISTICI STANDARD

- | special proiectat pentru topirea metalelor prețioase
- | fiecare capac este ventilat de un coș de fum cu diametrul de 50mm
- | creuzetele modelelor scf 4 și scf 8 includ suporti din alumina pentru a susține fix un număr de adecvat de creuzete
- | un temporizator de 24 de ore, 7 zile
- | capacele orizontale, cu deschidere paralelă se deschis cu fața fierbinte departe de utilizator
- | elemente de încălzire din carbid siliconic protejate de plăci din carbid siliconic
- | creuzetele modelelor scf 24 și scf 48 au aceeași dimensiune, însă fără suporti pentru creuzete

SCF

OPȚIUNI

- | Sisteme de control variate cu programare multi-segment și achiziție de date. Acestea pot fi echipate cu protocoale de comunicație RS232, RS485 sau Ethernet - mai multe informații

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii.

SCF

DATE TEHNICE

Specificații	SCF 1	SCF 4	SCF 8	SCF 24	SCF 48
Temp. max. (°C)	1400	1400	1400	1400	1400
Temperatura max. de operare continuă (°C)	1350	1350	1350	1350	1350
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	850 x 905 x 905	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300
Number of chambers	1	2	2	2	2
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm)	440 x 285 x 285	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760
Dimensions: Control module H x W x D (mm)	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490
Capacitate de încărcare	--	4 creuzete 120 x 180 (OD x H mm)	8 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)	24 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)	48 creuzete 79 x 97 (OD x H mm)
Tip termocuplu	R	R	R	R	R
Putere max. (W)	15000	15000	24000	15000	24000

SCF

DESCĂRCĂRI

Fișă de produs SCF

PDF → carbolite.com/files/451571/fisa-de-produs-scf.pdf

Precious Metal Furnaces CF24 / SCF4

PDF → carbolite.com/files/14509/precious-metal-furnaces-cf24-scf4.pdf

Recycling and assessing precious metals

PDF → carbolite.com/files/13992/recycling-and-assessing-precious-metals.pdf

SCF

CONTACTAȚI-NE

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-G

SOLICITAȚI O COTAȚIE

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-G



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/ro/produse/cuptoare-pentru-metale-pretioase/scf/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections