



OVENS VOOR ANALYSE VAN VLUCHTIGE BESTANDDELEN

VMF

carbolite.com/nl/producten/kolen-en-cokes-test/vmf-vluchtige-bestanddelen-ovens/

VMF


OVENS VOOR ANALYSE VAN VLUCHTIGE BESTANDDELEN

De VMF is specifiek ontworpen voor het testen van de vluchtige bestanddelen van steenkool.

TWEE OVENUITVOERINGEN


VMF / ASTM: voor testen volgens ASTM D3175-11; compleet met smeltkroes, deksel en houder.

VMF 10/6: met zacht sluitende, verticaal heffende deur en calibratiepoorten die het mogelijk maken om onbedekte thermokoppels onder elke smeltkroes te plaatsen.

**VMF**

STANDAARD FUNCTIES

- | VMF / ASTM voor testen volgens ASTM D3175-11
- | VMF / ASTM complete with crucible, lid and holder
- | VMF 10/6 soft closing, vertical lift door
- | VMF 10/6 calibratie poorten die het mogelijk maken om onbedekte thermokoppels onder elke smeltkroes te plaatsen



VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

OPTIES

Specificeer bij het plaatsen van de bestelling.

- | Extra kroezen en deksels op aanvraag
- | Rek voor 4 smeltkroezen met handvat (for VMF 10/6)
- | Overtemperatuursbeveiliging
- | Digitale communicaties of nanodac papierloze recorder voor bewijsdocumentatie van de procedure (voor VMF 10/6)
- | Optioneel gecalibreerde thermokoppel met digitale indicator (voor VMF 10/6)

VMF

SMELTKROEZEN EN HOUDERS



Optioneel 4 kroezen stand + 4 kroezen met deksel (VMF 10/6)



Optioneel smeltkroes met deksel (VMF 10/6)



Corrosie- en oxidatiebestendige Inconel smeltkroes en deksel (VMF/ASTM) - geleverd met de oven



DRAAD SMELTKROES HOUDER

Standaard draad smeltkroes houder getoond met smeltkroes & deksel (VFM/ASTM) - bevoorraad door de hoogoven

VMF

TECHNISCHE GEGEVENS

VMF 10/6

Max temp (°C)	1000
Maximum continue bedrijfstemperatuur	950
Type	Front belading
Opwarmtijd (min)	20 tot 900°C
Afmetingen: Intern H x W x D (mm)	100 x 210 x 260
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	670 x 435 x 608
Max vermogen (W)	3000
Thermokoppel type	K
Gewicht (kg)	47
Stroomvoorziening	220 - 240V, 50-60Hz, enkele fase, 13A

VMF/ASTM

Max temp (°C)	1000
Maximum continue bedrijfstemperatuur	1000
Type	Bovenlader
Opwarmtijd (min)	—
Afmetingen: Intern (mm)	50 x 100
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	330 x 410 x 300
Max vermogen (W)	950
Thermokoppel type	N
Gewicht (kg)	9
Stroomvoorziening	220 - 240V, 50 - 60Hz, enkel fase en neutraal met beschermende massa aansluiting, 4A

VMF

DOWNLOADS

PRODUCTINFORMATIEBLAD VMF → carbolite.com/files/451636/productinformatieblad-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

CONTACTEER ONS →

carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

OFFERTE-AANVRAAG →

carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

carbolite.com/nl/producten/kolen-en-cokes-test/vmf-vluchtige-bestanddelen-ovens/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections