



SNF - VYSOKOTEPLTNÍ PECE PRO STANOVENÍ INDEXU PUCHNUTÍ V KELÍMKU

SNF vysokoteplotní pece **vyvinuté pro testování indexu puchnutí uhlí** v souladu s následující standardní testovací metodou:

- | BS ISO 501:2012 Hard coal. Determination of the crucible swelling number
- | ASTM D720 / D720M – 15 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal

STANDARDNÍ VÝBAVA

- | Pro stanovení indexu puchnutí uhlí v kelímku
- | Také známé jako číslo puchnutí v kelímku
- | For testing to BS ISO 501:2012 and ASTM D720/D720M-15
- | 30mA (RCD), chrání obsluhu (protože test vyžaduje provoz s otevřenými dvířkami během ohřevu)
- | Přesná regulace teploty díky 132 (PID) regulátoru
- | Dodává se s drátěným držákem tavícího kelímku

MOŽNOSTI (*UVEĎTE PŘI OBJEDNÁVCE*)

- | Dostupná je široká řada digitálních regulátorů, multi segmentových programátorů a ústředěn. Tyto pece mohou být vybaveny komunikačním rozhraním RS232, RS485 nebo Ethernetem - více informací
- | Přídatné tavící kelímky a víčka jsou k dispozici
- | Ochrana proti přehřátí (doporučujeme zejména pro ochranu vzácných materiálů a při bezobslužném provozu)
- | Náhradní díly k dispozici samostatně nebo v soupravě obsahující: termočlánek, pouzdro termočlásku, topný element, polovodičové relé (SSR) a izolace dveří

Výhrady k technickému řešení a nedostatkům

TECHNICKÉ ÚDAJE (MODELÝ)

SNF

Maximální teplota (°C)	900
Maximální trvalá provozní teplota (°C)	850
Vnější výška kelímku (mm)	26
Vnější průměr kelímku (mm)	41
Vnitřní průměr dna kelímku (mm)	11
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	330 x 410 x 300
Typ termočlánku	K
Maximální výkon (W)	800
Napájení	220V - 240V, 50-60Hz, jednofázové a neutrální, s ochranným uzemněním (zem)
Váha (kg)	26

www.carbolite.com/snf