



MINIMUM VRIJE RUIJTE OVENS

MFS

www.carbolite.com/nl/producten/kolen-en-cokes-test/mfs/

MFS

MINIMUM VRIJE RUIMTE OVENS

Determination of moisture in coal acc. to BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 & BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) or ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM).

210°C maximum operating temperature.

**MFS**

STANDAARD FUNCTIES

- | 210°C maximum operating temperature
- | Loading tray
- | Zijdelings openbare deur met gasdichte afdichting & gemakkelijke enkelhandige bediening
- | Flow-meters voor het controleren van de gasstroom & staat van de kamerafdichting

MFS

OPTIES (SPECIFICEER BIJ HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING)

- | Welded steel desiccator with provision for a nitrogen flow which is used as a cooling vessel. The crucibles can be transferred into the desiccator without the need for cooling on a metal plate.
- | Modellen voor alternatieve energievoorzieningen zijn leverbaar
- | Crucibles with well-fitting covers

MFS**TECHNISCHE GEGEVENS****MFS/1 ISO**

Meter type	Nitrogen
Max temp (°C)	210
Chamber dimensions	25* x 195 x 290
External Dimensions H x W x D (mm)	185 x 490 x 450
Temp. uniformiteit (°C)	±5.0 @ 210°C
Temperatuur stabiliteit (°C)	±0.5
Volume (liter)	1.4
Max vermogen (W)	500

MFS/1 ASTM

Meter type	Air
Max temp (°C)	210
Chamber dimensions	25* x 195 x 290
External Dimensions H x W x D (mm)	185 x 490 x 450
Temp. uniformiteit (°C)	±5.0 @ 210°C
Temperatuur stabiliteit (°C)	±0.5
Volume (liter)	1.4
Max vermogen (W)	500

* verminderd tot 22 mm onder het thermokoppel.

MFS**DOWNLOADS**

[Productinformatieblad MFS →](#) [Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#)

[MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

CONTACTEER ONS

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

OFFERTE-AANVRAAG

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/nl/producten/kolen-en-cokes-test/mfs/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections