



VMF - VYSOKOTEPLOTNÉ PECE PRE STANOVENIE PRCHAVEJ HORĽAVINY

VMF je špeciálne vyvinutá pre **stanovenie prchavých zložiek v uhlí**.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA


- | VMF / ASTM pre testovanie podľa ASTM D3175-11
- | VMF / ASTM complete with crucible, lid and holder
- | VMF 10/6 pre testovanie podľa ISO 562:2010
- | VMF 10/6 soft closing, vertical lift door
- | VMF 10/6 calibration ports to enable unsheathed thermocouple to be positioned below each crucible

MOŽNOSTI (*UVEĎTE PRI OBJEDNÁVKE*)

- | Prídavné taviace kelímky a viečka sú k dispozícii
- | Nosič na 4 taviace kelímky s rukoväťou (pre VMF 10/6)
- | Nosič na 9 taviacich kelímkov s rukoväťou (pre VMF 10/6)
- | Ochrana proti prehriatiu
- | Digitálne rozhranie alebo nanodac bezpapierový rekordér zaistujú záznam testovacieho procesu (pre VMF 10/6)
- | Optional calibrated thermocouple probe with digital indicator (for VMF 10/6)



VMF 10/6



VMF 10/6



Voliteľný držiak na 4
tégliky + 4 tégliky s
viečkami (VMF 10/6)



Voliteľný téglik s
viečkom (VMF 10/6)



Inkorelový téglik odolný
proti korózii a oxidácii &
viečko (VMF / ASTM) -
sú súčasťou dodávky
pece



Štandardné drôtený
držiak na téglik s
téglikom & s viečkom
(VFM / ASTM) - je
súčasťou dodávky pece

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

TECHNICKÉ ÚDAJE (MODELY)

	VMF/ASTM	VMF 10/6
Maximálna teplota (°C)	1000	1000
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C)	1000	950
Typ	Nakládka zhora	Nakládka zpredu
Rozmery: vnútorný priemer x Hĺbka (mm)	50 x 100	
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm)	330 x 410 x 300	670 x 435 x 608
Maximálny výkon (W)	950	3000
Typ termočlánku	N	K
Váha (kg)	9	47
Napájanie	220 - 240V, 50 - 60Hz, jednofázové a neutrálne napájanie s ochranným uzemnením (zem), 4A	220 - 240V, 50-60Hz, jednofázové, 13A
Doba ohrevu (min)		20 až 900°C
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm)		100 x 210 x 260

www.carbolite.com/vmf