



SNF - VYSOKOTEPLTNÉ PECE PRE STANOVENIE INDEXU PUCHNUTIA V KELÍMKU

TSNF vysokoteplotné pece **vyvinuté pre testovanie indexu puchnutia uhlia** v súlade s nasledujúcimi štandardnými testovacími metódami

- | BS ISO 501:2012 Hard coal. Determination of the crucible swelling number
- | ASTM D720 / D720M – 15 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- | Pre stanovenie indexu puchnutia uhlia v kelímku
- | Also known as the crucible swelling number
- | For testing to BS ISO 501:2012 and ASTM D720/D720M-15
- | 30mA (RCD) residual current circuit breaker, protects the operator (because the test requires operation with the door open during heating)
- | Presná regulácia teploty vďaka 132 (PID) regulátoru
- | Dodáva sa s drôteným držiakom taviaceho kelímku

MOŽNOSTI (*UVEĎTE PRI OBJEDNÁVKE*)

- | Dostupná je široká rada digitálnych regulátorov, multi segmentových programátorov a ústrední. Tieto pece môžu byť vybavené komunikačným rozhraním RS232, RS485 alebo Ethernetom - viac informácií
- | Prídavné taviace kelímky a viečka sú k dispozícii
- | Ochrana proti prehriatiu (odporúčame najmä pre ochranu vzácnych materiálov a pri bezobslužnej prevádzke)
- | Spare parts available separately or in a kit comprising; thermocouple, thermocouple sheath, heating element, solid state relay (SSR) and door insulation piece

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

TECHNICKÉ ÚDAJE (MODELÝ)

SNF

Maximálna teplota (°C)	900
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C)	850
Vonkajšia výška kelímka (mm)	26
Vonkajší priemer kelímka (mm)	41
Vnútorný priemer dna téglíka v (mm)	11
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm)	330 x 410 x 300
Typ termočlánku	K
Maximálny výkon (W)	800
Napájanie	220V - 240V, 50-60Hz, jednofázové a neutrálne, s ochranným uzemnením (zem)
Váha (kg)	26

www.carbolite.com/snf