



FORNO DE ÍNDICE DE AUMENTO DE VOLUME

SNF

www.carbolite.com/pt/produtos/equipamento-de-teste-de-carvao-e-coque/snf/

SNF

FORNO DE ÍNDICE DE AUMENTO DE VOLUME

O forno SNF é projetado para testar o número de índice de expansão do carvão de acordo com os seguintes métodos de teste padrão

- | BS ISO 501:2012 Hard coal. Determination of the crucible swelling number
- | ASTM D720 / D720M – 15 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal

**SNF**

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- | Para testar o número de índice de expansão livre de carvão
- | Também conhecido como número de dilatação do cadinho
- | Para ensaio conforme ASTM D720 / D720M-15
- | Disjuntor de corrente residual de 30mA (RCD), protege o operador (porque o teste requer operação com a porta aberta durante o aquecimento)
- | Controle de temperatura preciso - controlador 132 (PID)
- | Fornecido com suporte de arame para o cadinho

SNF

OPÇÕES

Especifique no momento do pedido.

- | Uma variedade de controladores digitais sofisticados, programadores de múltiplos segmentos e registradores de dados estão disponíveis. Estes podem ser equipados com comunicações RS232, RS485 ou Ethernet - outras informações
- | Cadinhos e tampas acessórios disponíveis
- | Peças sobressalentes disponíveis separadamente ou em um kit que compreende; termopar, bainha do termopar, elemento de aquecimento, relé de estado sólido (SSR) e peça de isolamento da porta

SNF

DADOS TÉCNICOS

Temp. Máx. (°C)	900
Temperatura máxima de operação contínua (° C)	850
Altura externa do cadinho (mm)	26
Diâmetro externo do cadinho (mm)	41
Diâmetro interno do cadinho na base (mm)	11
Dimensões: Externo A x C x P (mm)	330 x 410 x 300
Tipo de termopar	K
Potência máx. (W)	800
Fonte de alimentação	220V - 240V, 50-60Hz, monofásico e neutro, com conexão de aterramento de proteção
peso (kg)	26

SNF

DOWNLOADS

[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)[FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SNF →](#)[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

CONTATO

carbolite.com/pt/contact-services/contact-form/ →

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

carbolite.com/pt/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pt/produtos/equipamento-de-teste-de-carvao-e-coque/snf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections