



TÉGELYES OLVASZTÓKEMENCÉK

SCF

carbolite.com/hu/termek/hemesfem-kemencek/scf-tegelyes-olvasztokemencek/

SCF

TÉGELYES OLVASZTÓKEMENCÉK

A CF (cupellation furnace) leűzőkemencét nemesfémek tisztaságát ellenőrző szabványos tüzi próbára fejlesztették ki.

A kemencével végzett eljárás megfelel a nemesfémek minőségellenőrzésére vonatkozó "Precious Metals Convention", "Hallmarking Convention" vagy "Vienna Convention" néven is ismert követelményrendszernek.

A vizsgáló eljárás során veszélyes füstgázok keletkeznek. Ha megfelelően kialakított kemencét és füstelszívórendszert alkalmaznak, akkor a füst sem a felhasználót, sem a kemence szigetelését nem veszélyezteti.

A Carbolite cég olvasztókemencéket is kínál.



SCF

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- | speciálisan nemesfémek olvasztására kialakított kemence
- | vízszintesen nyíló kemencefedél forró felülete mindig távol marad a felhasználótól
- | mindegyik kemencefedél 50 mm átmérőjű kéménnyel van felszerelve
- | szilícium-karbid fűtőelemeket szilícium-karbid csempelapok védik
- | SCF 4 és SCF 8 kemencék furatokkal ellátott, öntött alumínium-oxid fűtőlapokkal vannak felszerelve a megfelelő számú tégely biztonságos megtartásához
- | SCF 24 és SCF 48 kemencék fűtőlapjai ugyanolyan méretűek, de tégelytartókkal nincsenek felszerelve
- | 7 nap / 24 óra időkapcsoló

SCF

OPCIÓK (MÁR A RENDELÉSKOR MEGADANDÓK)

- | digitális hőmérsékletszabályozók, hőmérsékletprogramozók és adatrögzítők széles választéka RS232, RS485 vagy Ethernet csatlakozással - további információk

SCF

MŰSZAKI ADATOK

Specifikáció	SCF 1	SCF 4	SCF 8	SCF 24	SCF 48
Max. hőmérséklet (°C)	1400	1400	1400	1400	1400
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1350	1350	1350	1350	1350
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	850 x 905 x 905	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300	990 x 1230 x 1040	1025 x 1350 x 1300
Number of chambers	1	2	2	2	2
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm)	440 x 285 x 285	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760	200 x 245 x 500	200 x 245 x 760
Szabályozóegység mag x szél x mély (mm)	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490	630 x 600 x 490
Max. mennyiség	--	4 tégely 120 x 180 (OD x mag mm)	8 tégely 120 x 180 (OD x mag mm)	24 tégely 79 x 97 (OD x mag mm)	48 tégely 79 x 97 (OD x mag mm)
Hőelem típusa	R	R	R	R	R
Max. teljesítmény (W)	15000	15000	24000	15000	24000

SCF

LETÖLTÉSEK

Termék adatlap SCF

PDF → carbolite.com/files/452000/termek-adatlap-scf.pdf

Precious Metal Furnaces CF24 / SCF4

PDF → carbolite.com/files/14509/precious-metal-furnaces-cf24-scf4.pdf

Recycling and assessing precious metals

PDF → carbolite.com/files/13992/recycling-and-assessing-precious-metals.pdf

SCF

KAPCSOLATFELVÉTEL

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-G

AJÁNLATKÉRÉS

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-G



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/hu/termek/hemesfem-kemencek/scf-tegelyes-olvasztokemencek/

© Carbolite Gero – carbolite.com / A tartalom módosulhat vagy javításra kerülhet