



LEŰZŐKEMENCÉK

CF

www.carbolite.com/hu/termekek/nemesfem-kemencek/cf/

CF

LEŰZŐKEMENCÉK

A CF (cupellation furnace) leűzőkemencét nemesfémek tisztaságát ellenőrző szabványos tüzi próbára fejlesztették ki.

A kemencével végzett eljárás megfelel a nemesfémek minőségellenőrzésére vonatkozó "Precious Metals Convention", "Hallmarking Convention" vagy "Vienna Convention" néven is ismert követelményrendszernek.

A vizsgáló eljárás során veszélyes füstgázok keletkeznek. Ha megfelelően kialakított kemencét és füstelszívórendszert alkalmaznak, akkor a füst sem a felhasználót, sem a kemence szigetelését nem veszélyezteti.

A Carbolite cég olvasztókemencéket is kínál.



CF

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- | max. hőmérséklet 1200°C
- | International Hallmark Convention referenciamódszerét alkalmazó UK Assay Office ISO11426:1999 szabvány szerinti ólmosító olvasztási eljárásához kialakított kemence
- | szeleppel szabályozott légáram már a kemencekamrába való belépés előtt előmelegítődik
- | kemence aljába és tetejébe épített szilícium-karbid fűtőelem az űzőke (kupella) egyenletes fűtéséről gondoskodik, jól ellenáll a hősoknak és még magas hőmérsékleteken is hosszú élettartamú
- | szilícium-karbid kemencealj és -tető védi a fűtőelemeket és ellenáll a leűzési folyamat során keletkező korrozív füstgázoknak
- | füstgázok a kondenzálódó ólmot összegyűjtő, kivehető ürítőtartállyal felszerelt, szigetelt elszívókürtön keresztül távoznak
- | megfigyelőnyílással ellátott, függőlegesen felfelé nyíló, kiegyensúlyozott kemenceajtó
- | túlhevülés elleni védőkapcsoló
- | 7 nap / 24 óra időkapcsoló

CF

MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	CF 15B	CF 24B	CF 60B
Max. hőmérséklet (°C)	1200	1200	1200
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1200	1200	1200
Méreték: belül mag x szél x mély (mm)	125 x 215 x 270	200 x 250 x 340	250 x 400 x 550
Méreték: kívül mag x szél x mély (mm)	1055 x 930 x 965 (E külön vezérlődoboz) 230 x 600 x 380	2060 x 940 x 1050	2260 x 1200 x 1260
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm)	790 x 930 x 1170	1885 x 940 x 1230	2000x 1200 x 1850
Behelyezhető (Nr. 8 méretű) kupellák száma	15	24	60
Behelyezhető (Nr. 6 méretű) kupellák száma	24	32	90
Max. teljesítmény (W)	9000	13000	31000
Hőelem típusa	R	R	R

CF

LETÖLTÉSEK

[TERMÉK ADATLAP CF →](#)

Magyar PDF

[PRODUCT OVERVIEW →](#)

Angol PDF

[CF 24B WITH NO CONTROLS SECTIONS →](#)

Angol PDF

[PRECIOUS METAL FURNACES CF24 / SCF4 →](#)

Angol PDF

[CF 15B WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

Angol PDF

[CF 60B WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

Angol PDF

CF

KAPCSOLATFELVÉTEL

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-F

AJÁNLATKÉRÉS

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-F



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/hu/termek/nemesfem-kemencek/cf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections