



PUFFADÁSI SZÁMINDEX KEMENCÉK

SNF

www.carbolite.com/hu/termek/szen-es-kokszvizsgalok/snf-duzzadasi-szamindex/

SNF

PUFFADÁSI SZÁMINDEX KEMENCÉK

Az SNF (swelling number furnace) puffadási indexszámot meghatározó kemencét speciálisan a szén puffadási száma alábbi szabvány szerinti meghatározására alakították ki

- | BS ISO 501:2012 Hard coal. Determination of the crucible swelling number
- | ASTM D720 / D720M – 15 Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal



SNF

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- | szén puffadási indexe meghatározásához
- | tégelyes puffadási szám elnevezés is használatos
- | A BS ISO 501:2012 és az ASTM D720/D720M-15 szabvány szerinti vizsgálathoz.
- | 30mA (RCD) árammegszakító védi a felhasználót (mivel a teszt nyitott ajtóval történő melegítést igényel)
- | pontos hőmérsékletszabályozás 132 PID szabályozóval
- | rácsos tégelytartó az alapkiépítésben

SNF

OPCIÓK

Már a rendeléskor megadandók.

- | digitális hőmérsékletszabályozók, hőmérsékletprogramozók és adatrögzítők széles választéka RS232, RS485 vagy Ethernet csatlakozással - további információk
- | további tégelyek és tégelyfedők
- | fogyóeszközök egyenként vagy készletben is beszerezhetők: hőelem, hőelem burkolat, fűtőelem, félvezetőrelé (SSR) és ajtószigetelés

SNF

MŰSZAKI ADATOK

Max. hőmérséklet (°C)	900
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	850
Tégely külső magassága (mm)	26
Tégely külső átmérője (mm)	41
Tégely belső átmérője az alján (mm)	11
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	330 x 410 x 300
Hőelem típusa	K
Max. teljesítmény (W)	800
Elektromos csatlakozás	220V - 240V, 50-60Hz, 1-fázis és földelt fázis
Súly (kg)	26

SNF

LETÖLTÉSEK

[TERMÉK ADATLAP SNF →](#)[COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES →](#)[SNF WITH NO CONTROLS SECTION →](#)

SNF

KAPCSOLATFELVÉTEL

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/ →

AJÁNLATKÉRÉS

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/ →



CARBOLITE[®]
a VERDER company

www.carbolite.com/hu/termek/szen-es-kokszvizsgalok/snf-duzzadasi-szamindex/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections