



SZÁRÍTÓSZEKRÉNY SZÉN/KOKSZ NEDVESSÉGMEGHATÁROZÁSÁHOZ

MFS

www.carbolite.com/hu/termek/szen-es-kokszvizsgalok/mfs-nedvessegmeghatarozas/

MFS

SZÁRÍTÓSZEKRÉNY SZÉN/KOKSZ NEDVESSÉGMEGHATÁROZÁSÁHOZ

A CAF G5 kemence nemcsak a szén, hanem az egyre elterjedtebb biomassa és másodlagos fűtőanyagok hamujának olvadékonysága meghatározására szolgál.

A mérési módszer megfelel az ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M – 18; DIN 51730:2007-09; DD CEN/TS 15370-1:2006; és PD CEN/TR 15404:2010 (másodlagos fűtőanyagok (SRF)) szabványoknak.

A CAF G5 kemence automatikus és folyamatos digitális képfelvétele lehetővé teszi, hogy a felhasználó a mérés alatt más laboratóriumi munkát végezzen és az eredményeket csak később tekintse meg. Az új CAF G5 kemence sokkal jobb képfelvételei és mérési eredményei növelik a laboratórium hatékonyságát.

A 1600 °C-os maximális hőmérséklet biomassa- és szénminták mérését is lehetővé teszi. Az SRF vagy biomassa minták alacsony hőmérsékleten bekövetkező 'kezdeti deformálódása' megfigyelése is lehetséges az izzítócsőbe épített opcionális megvilágítás révén.

**MFS**

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- | BS 1016-104.2:1991, BS ISO 687:2010 & BS ISO 11722:2013 (MFS/1 ISO) vagy ASTM D3173-11 (MFS/1 ASTM) szabvány szerinti módszer
- | tartótálca
- | áramlásmérők a gázáram és a kamra tömítettsége ellenőrzése érdekében
- | 210°C max. hőmérséklet
- | oldalra nyíló, könnyen kezelhető, gáztömített ajtó

MFS

OPCIÓK (MÁR A RENDELÉSKOR MEGADANDÓK)

- opcionális exszikkátor nitrogén bevezetéssel, téglék átmeneti hűtéséhez
- különböző hálózati feszültséggel működő modellek is
- téglék, jól záródó fedéllel

MFS

MŰSZAKI ADATOK

MFS/1 ISO

Gázáramlásmérő típusa	nitrogén
Max. hőmérséklet (°C)	210
Kamraméret	25* x 195 x 290 (*22 mm a hőelem alatt)
Külső méret mag x szél x mély (mm)	185 x 490 x 450
Homogenitás (°C)	±5.0 @ 210°C
Hőmérsékletstabilitás (°C)	±0.5
Kamratérfogat (liter)	1.4
Max. teljesítmény (W)	500

MFS/1 ASTM

Gázáramlásmérő típusa	levegő
Max. hőmérséklet (°C)	210
Kamraméret	25* x 195 x 290 (*22 mm a hőelem alatt)
Külső méret mag x szél x mély (mm)	185 x 490 x 450
Homogenitás (°C)	±5.0 @ 210°C
Hőmérsékletstabilitás (°C)	±0.5
Kamratérfogat (liter)	1.4
Max. teljesítmény (W)	500

MFS

LETÖLTÉSEK

[Termék adatlap MFS →](#) [Coal, Coke & Iron Ore Testing Furnaces →](#) [MFS 1 with No Controls Section →](#)

MFS

KAPCSOLATFELVÉTEL

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-ASO-A

AJÁNLATKÉRÉS

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-ASO-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/hu/termek/szen-es-kokszvizsgalok/mfs-nedvessegmeghatarozas/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections